


# NetCell korva- ja nenätamponit



## NETCELL KORVATAMPONIT

- Tarkoitettu ulkokorvatulehduksen hoitoon
- Helppo ja kivuton asettaa paikalleen
- Paikalleen asettamisen jälkeen tamponi turvotetaan moninkertaiseksi vesipitoisilla korvatipoilla
- Laajentumisen jälkeen voi käyttää myös rasva- ja alkoholipitoista lääkettä

Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus
1004562	NetCell 30300	15 mm (9 mm x 15 mm)	50 kpl/ltk
1004579	NetCell 30310	9 x 24 mm (9 mm x 24 mm)	10 kpl/ltk



# Netcell nenätamponit

## NETCELL EPISTAXIS PACK

- Atraumaattinen
- Välitön apu nenäverenvuotoon
- Kuivana ohut, mutta kostutettuna turpoaa moninkertaiseksi
- Pakattu steriilisti
- Tuotetta voi leikata

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus
1004561	NetCell 10140	10 cm (10 x 1,5 x 2,5 cm)	10 kpl/ltk
1005353	NetCell 10145	8 cm (8 x 1,5 x 2,5 cm)	10 kpl/ltk
1005354	NetCell 10150	5,5 cm (5,5 x 1,5 x 2,5 cm)	20 kpl/ltk



## NETCELL NASAL PACK HENGITYSTÄ HELPOTTAVALLA PUTKELLA

- Postoperatiiviseen käyttöön
- Tekee nenäonteloon hellävaraisen, tasaisen paineen ja absorboi vuotoa
- Potilaan mukavuus maksimoitu hengitystä helpottavalla putkella
- Myös slim-malli (kapea)

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Tuote	Pakkaus
1004875	NetCell 10105T	Nasal Pack putkella	20 kpl/ltk



## NETCELL SERIES 5000 NASAL PACK KERTAKOSTUTUKSELLE

- Tarvitsee kostuttaa vain kerran, pysyy kosteana pehmeän kalvon ansiosta
- Potilaan tuntema kipu ja epämukavuus vähenee selvästi
- Pinta voidaan kostuttaa vesi- tai öljypohjaisella lääkkeellä

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Tuote	Pakkaus
1004876	NetCell 15105	Nasal Pack kertakostutuksella	10 kpl/ltk



## LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510  
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi