

# Verkkokäyttöiset keinusekoittajat



## VARI-MIX M48720

- Valkoinen sekoitustaso silikonikumia, koko 11,5 x 30,5 cm
- Sekoittajaan mahtuu 16 kpl Ø 13-20 mm:n putkia tai 8-10 kpl Ø 30 mm:n putkia
- Säädetty sekoitusnopeus 2-20 kierrosta minuutissa
- Säädetty sekoituskulma 1-48°
- Tuotenumero 59273

## SPECI-MIX M71010

- Valkoinen sekoitustaso silikonikumia, koko 11,5 x 15 cm
- Sekoittajaan mahtuu 8 kpl Ø 13-20 mm:n putkia
- Sekoitusnopeus 18 kierrosta minuutissa
- Sekoituskulma 48°
- Tuotenumero 74952

## LISÄTIETOJA

- Eija Luostarinen, tuotepäällikkö  
puh. 020 112 1678, eija.luostarinen@mediq.com
- Kirsti Tammenmaa, puh. 020 112 1743  
kirsti.tammenmaa@mediq.com

## TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510  
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi