


Rullasekoittaja



RULLASEKOITTAJA HH-1151003

- Mediqin tuotenumero 1230787
- 5 pyörivää rullaa
- Rullan pituus 320 mm
- Kierrosnopeus 36 rpm
- Laitteen koko 430 x 180 x 95 mm

LISÄTIETOJA

- Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1678, eija.luostarinen@mediq.com
- Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 020 112 1743, kirsti.tammenmaa@mediq.com

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi