

AIR LIQUIDE

Nestetyyppisäiliöt



RANSKALAISIA AIR LIQUIDE -NESTETYYPISÄILIÖITÄ ON USEITA ERI KOKOJA JA NIIDEN KAPASITEETIT KATTAVAT VAATIVIMMATKIN TARPEET.

NESTETYYPISÄILIÖT VOIDAAN JAKAA KAHTEN RYHMÄÄN:

- Nestetyypin kuljetukseen ja säilytykseen
- Biologisten näytteiden kuljetukseen ja säilytykseen

AGIL-sarjan säiliöt ovat pienikokoisia teräsastioita näytteiden jäädytykseen sekä lyhytaikaiseen kuljetukseen laboratoriossa. Käyttölämpötila on +200 - -200 °C ja tilavuudet 0,5-6 litraa.

TR-sarjan säiliöt ovat paineistamattomia alumiinastioita nestetyypin kuljetukseen ja säilytykseen. Pienimpiin säiliöihin saa kaatokahvat ja isompiin pumppuja, joiden avulla annostelu on helppoa ja turvallista. Säiliöitä on seitsemää eri kokoa. Niiden tilavuudet ovat 7-100 litraa.

GT-sarjan nestetyyppisäiliöt on tarkoitettu pienten biologisten näytteiden, kuten olkien ja ampullien säilytykseen. Näytteet sijoitetaan kanistereihin, joita on säiliön koosta

riippuen 3-10 kpl. Säiliömalleja on sekä pitkällä säilyvyysajalla että suurella kapasiteetilla. Tilavuudet ovat 2-40 litraa.

ARPEGE-sarjan säiliöt mahdollistavat biologisten näytteiden monipuolisen säilytyksen. Näytteet voivat olla olkia, putkia tai ampulleja säilytystelineissään. Useat lisävarusteet kuten lämpötilaseuranta, pinnankorkeusnäyttö sekä etähallinta parantavat säilytysolosuhteiden seurantaa. Tilavuudet 40-172 litraa.

VOYAGEUR-sarjan säiliöt on tarkoitettu näytteiden turvalliseen kuljetukseen. Nestetyppi imeytetään absorboivaan materiaaliin, jolloin läikkymisvaara on minimoitu kuljetuksen aikana. Säiliöiden tilavuudet 2-10 litraa.

LISÄTIETOJA

Sami Långström, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1616, sami.langstrom@mediq.com

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi