

NEO-AMISEPT KÄSIHUUHDE

Päiväys: 14.8.2009

Edellinen päiväys: 12.8.2009

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

- 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot**
- 1.1.1 Kauppanimi**
NEO-AMISEPT KÄSIHUUHDE
- 1.1.2 Tunnuskoodi**
66805,66806,66807
- 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus**
- 1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**
Antiseptinen Käsihuuhde
- 1.3 Valmistajan, maahantuoja tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot**
- 1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja**
Orion Oyj, Orion Pharma
- 1.3.2 Yhteystiedot**
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| Postinumero ja -toimipaikka | 02101 ESPOO |
| Postinumero ja -toimipaikka | PL 65 |
- 1.4 Hätäpuhelinnumero**
- 1.4.1 Numero, nimi ja osoite**
HUS / Myrkytystietokeskus PL 340, 00029 HUS, Suomi
(09) 4711suora numero (09) 471 977

2. VAARAN YKSILÖINTI

Helposti syttyvää. F;R11

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat		3.1.3 Pitoisuus	3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
3.1.1 CAS-numero	3.1.2 Aineosan nimi		
67-63-0	2-propanoli	55%	F; R11; Xi; R36; R67
64-17-5	Etanoli	16%	F; R11

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

- 4.1 Erityiset ohjeet**
-
- 4.2 Hengitys**
Siirrettävä raittiiseen ilmaan.
- 4.3 Iho**
-
- 4.4 Roiskeet silmiin**
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
- 4.5 Nieleminen**
-

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

- 5.1 Sopivat sammutusaineet**
Jauhe, vaahto, vesiruiskutus, hiilidioksidi.

NEO-AMISEPT KÄSIHUUHDE

Päiväys: 14.8.2009

Edellinen päiväys: 12.8.2009

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**
-
- 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**
-
- 6.3 Puhdistusohjeet**
Huuhdeltava vedellä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 Käsittely**
Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
- 7.2 Varastointi**
Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

- 8.1 Altistumisen raja-arvot**
- 8.1.1 HTP-arvot**
- | | | |
|-------------|------------------------------|-------------------|
| etanoli | 1000 ppm (8 h) | 1250 ppm (15 min) |
| | 1900 mg/m ³ (8 h) | |
| 2-propanoli | 200 ppm (8 h) | 250 ppm (15 min) |
| | 500 mg/m ³ (8 h) | |

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**
kirkas neste, väritön
- 9.2 Terveiden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot**
- 9.2.1 pH** 8
- 9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue** n. 80°C
- 9.2.3 Leimahduspiste** n. 19°C
- 9.2.8 Suhteellinen tiheys** n. 850 kg/m³
- 9.2.9 Liukoisuus**
- 9.2.9.1 Vesiliukoisuus** täysin liukeneva
- 9.2.11 Viskositeetti** Geelimäinen

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

- 10.1 Vältettävät olosuhteet**
Vältettävä yli 25 °C lämpötiloja.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

- 11.1 Välitön myrkyllisyys**
64-17-5 Etanoli LD50> 10000 mg/kg (suun kautta, rotta), LC50>20000 cm³/m³ (hengitysteitse, rotta, 10 h),
67-63-0 2-propanoli LD50> 4396 mg/kg (suun kautta, rotta), LD50= 12800 mg/kg (ihon kautta, kaniini), LC50= 12000 ppm (hengitysteitse, rotta)
- 11.5 Kokemuseräinen tieto vaikutuksista ihmisiin**
Suuret höyrypitoisuudet saattavat ärsyttää silmiä ja hengityselimiä ja niillä voi olla huumaavia vaikutuksia.

NEO-AMISEPT KÄSIHUUHDE

Päiväys: 14.8.2009

Edellinen päiväys: 12.8.2009

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**12.1 Ekotoksisuus****12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille**

Käytännöllisesti katsoen myrkytöntä vesieliöille, LC50 > 1000 mg/l.

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus**12.3.1 Biologinen hajoavuus**

Biologisesti helposti hajoava

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Pienet määrät laimennetaan runsaalla vedellä.

Suuremmat määrät kerätään talteen.

Tyhjät huuhdotut astiat voidaan hyötykäyttää joko materiaalina tai energiana.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1	YK-numero	UN1219
14.2	Pakkausryhmä	II
14.3	Maakuljetukset	
14.3.1	Kuljetusluokka	3,II
14.3.2	Vaaran tunnusnumero	33
14.3.3	Rahtikirjan mukainen nimitys	ISOPROPANOLI (ISOPROPYLIALKOHOLI)
14.3.4	Muita tietoja	K11,66805,66806
14.4	Merikuljetukset	
14.4.1	IMDG-luokka	IMO 3
14.4.2	Oikea tekninen nimi	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALCOHOL)
	Pakkausryhmä	PG II, Flash point 19°C
	IMO-Varoituslipukkeet	Flammable 3
14.4.3	Muita tietoja	EmS: - Cefic 30G30

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**15.1 Varoitusetiketin tietoja****15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi**

F Helposti syttyvä

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet

ISOPROPANOLI

15.1.3 R-lausekkeet

R11 Helposti syttyvää.

15.1.4 S-lausekkeet

S7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

16. MUUT TIEDOT**16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista**

R11 Helposti syttyvää.

R36 Ärsyttää silmiä.

R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

NEO-AMISEPT KÄSIHUUHDE

Päiväys: 14.8.2009

Edellinen päiväys: 12.8.2009

16.4 Lisätiedot

Rekisteröity osoite ja kotipaikka:

Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo; Kرنro 136.003

16.5 Käytetyt tietolähteet

HTP-arvot 2005, Raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet , STMa 509/2005 Vaarallisten aineiden luettelo