

Lisätarvikkeet

Adapteri ja ohjain

BD Vacutainer® kertakäyttöohjain, BD luer-adapterit ja adapterit ohjaimella

- 1 The BD Vacutainer® Blood Transfer Device on valmiiksi koottu, helppokäyttöinen ohjain. Ohjain on suunniteltu erityisesti turvallisuutta korostaen. Tuote on tarkoitettu neulattomaan näytteensiirtoon ruiskusta näyteputkeen tai veriviljelypulloon. Ohjaimen tunnistaa punaisesta värikoodista.
- 2 BD Vacutainer® Luer-Lok™ Access Device on valmiiksi koottu ohjain, joka on yhteensopiva naaraspäisten luerliitosten ja luerkiinnitteisten IV-porttien kanssa. Ohjaimen tunnistaa sinisestä värikoodista.
- 3 BD Vacutainer® kertakäyttöinen ohjain on yhteensopiva kaikkien BD Vacutainer® putkien ja neulojen kanssa, mukaanlukien BD Eclipse™ turvaneulat, BD Safety-Lok™ siipineulasetit, BD Push Button siipineulasetit ja BD Flashback neulat. BD Vacutainer® kertakäyttöiset ohjaimet ovat myös yhteensopivia BD BACTEC™ veriviljelypullojen kanssa.



- 4 Steriilit BD Vacutainer® Luer-adapterit sopivat katetrasta tai injektioneulasta suoritettavaan verinäytteenottoon. Adapterit ovat yhteensopivia myös BD Vacutainer® verinäytteenottoputkien ja kaikkien naaraspäisten luerliitosten kanssa.

BD Vacutainer® Luer-adapteri



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Värikoodi	Laatikko/ tukkupakkaus
367300	BD Vacutainer® Luer-adapteri		100/1000

BD Vacutainer® kertakäyttöohjain

Tuotenumero	Tuotekuvaus	Laatikko/ tukkupakkaus
364815	BD Vacutainer® kertakäyttöinen ohjain, väri kirkas/läpikuultava. Yhteensopiva näytteenottoputkien, joiden läpimittaa on 13 mm tai 16 mm, sekä BD Bactec™ veriviljelypullojen kanssa.	250/1000

BD Luer-adapterit ohjaimella

Steriilit ja kertakäyttöiset tuotteet ovat yksittäispakatut. Ohjain ja Luer-adapteri ovat valmiiksi kiinnitetty toisiinsa.

Tuotenumero	Tuotekuvaus	Värikoodi	Laatikko/ tukkupakkaus
364902	Luer-Lok™ Access Device (urospäinen luerliitos)		100/200
364810	Blood Transfer Device (naaraspäinen luerliitos)		100/200