

Harmony laminoitu poikkilakana



Tukeva vihreä polyeteenimuovi jonka pintaan on laminoitu tuotteesta riippuen joko kreppi tai paksumpi double-S -kuvioitu kuivapaperi. Sivuissa kosteussulkureunat. Perinteisen vuoteensuojauksen lisäksi sopiva kaikkeen missä tarvitaan kosteutta läpäisemätön muovi ja pehmeä paperipinta

TUOTETIEDOT

Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Sailab-koodi
26060	900826	80 x 140 cm, kreppi	100 kpl	020971
1009276	900829	80 x 170 cm, kuivapaperi	50 kpl	

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

