

BritePro Solo

**TÄYDELLINEN
POTILASKOHTAINEN,
KERTAKÄYTTÖINEN
LARYNGOSKOOPPI**



BritePro Solo on kertakäyttöinen potilaskohtainen laryngoskooppi, jossa on metallinen hybridilastain ja kuituoptinen LED-valo.

TÄYDELLINEN JÄRJESTELMÄ

Toimitetaan steriilissä pakkauksessa, paristot ja vaihdettava lastain valmiiksi asennettuina. BritePro Solo on valmis käytettäväksi suoraan pakkauksesta.

TURVALLINEN

Steriilisuojuattu, käyttövalmis, sisäisellä virtalähteellä ja valolla varustettu BritePro Solo suojaa kontaminaationriskiltä.

LUOTETTAVA

Heti käyttövalmiin BritePro Solon toiminta voidaan testata ilman, että sitä tarvitsee poistaa steriilistä suojapussista.

LAAJA VALIKOIMA

Täydellinen valikoima aitoja Macintosh- ja Miller-lastaimia.

SUORITUSKYKYINEN

Kahvan karhea pinta antaa erinomaisen otteen ja tuntuman, ja kirkas valo auttaa tehokkaasti kohteen visualisoinnissa.

HETI KÄYTTÖVALMIS

Avaa, käytä ja hävitä. BritePro Solo sopii erinomaisesti kaikkiin hoitoympäristöihin, kuten leikkaussaliin, elvytyspakkiin tai ensiapuun.

TUOTETIEDOT

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö
1202709	040-331	Solo 1	10 kpl
1202710	040-332	Solo 2	10 kpl
1202711	040-333	Solo 3	10 kpl
1202712	040-334	Solo 4	10 kpl

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

