

4-PAIKKAINEN

Multi-MicroPlate Genie™ mikrotiitteri- levysekoittaja



- Mikrotiitterilevyjen tehokkaaseen sekoitukseen: sekoitusnopeus 750–2700 rpm
- Pienen sekoitusradan ansiosta myös viskoosien näytteen sekoitus on tehokasta ja levyn jokainen kaivo sekoittuu tasaisesti
- Sekoittajaan sopivat useimmat mikrotiitterilevyt, myös 384-kuoppalevyt
- Jopa kahdeksan levyn sekoitusmahdollisuus lisävarusteena saatavan tason (neljälle levyille) avulla
- Voidaan käyttää kylmähuoneissa: käyttölämpötila 0–38 °C, max. kosteus 95 %
- Jatkuva sekoitus tai ajastettu (1–60 min)
- Pitkäaikaisessa sekoituksessa tuuletin estää lämmön siirtymisen mikrotiitterilevyihin

LISÄTIETOJA

Sami Långström, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1616, sami.langstrom@mediq.com

OMINAISUUDET

Nopeus 750–2700 rpm
Ajastus Jatkuva tai 1–60 min
Sekoitusrata Orbitaalinen sekoitusrata 1,0 mm (halk.)
Kapasiteetti 4 mikrotiitterilevyä
(lisävarusteena saatavana levyn kanssa 8 mikrotiitterilevyä)
Mitat 335 x 240 x 165 mm
Paino 3,7 kg

CE-merkitty. Valmistaja: Scientific Industries

Mediqin tuotenumero: 1230003

Valmistajan tuotenumero: SI-4002

Lisävaruste: mikrotiitterilevytaso, 4 paikkaa

Mediqin tuotenumero: 1230004

Valmistajan tuotenumero: SI-4010

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

