

# VeriFine® - insuliinikynäneulat



Kertakäyttöisten VeriFine-kynäneulojen neulapinnan silikonointi yhdessä terävän 3-viisteisen neulahiennon kanssa vähentää pistoksesta aiheutuvaa ihoärsytystä.

Neulan ohuen seinämän ”thin wall” ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa insuliinin annostelemiseksi. Tämä tekee injektion antamisesta nopeampaa sekä vähentää riskiä insuliinin vuotamisesta neulasta.

Kynäneulan pituus valitaan pistoalueen ihonalaisen rasvakudoksen mukaan ja ne soveltuvat sekä lapsille että aikuisille. VeriFine-kynäneuloja voidaan käyttää useimmissa tavallisimmin käytössä olevissa insuliinikynä-järjestelmissä (vakiokierteinen). Kynäneulat on valmistettu ja tarkoitettu käytettäväksi vain yhteen pistokseen.

Uutuutena myös VeriFine-kynäneulat, joissa värikoodi on neulan sisemmässä suojassa sekä koko suojasinetissä.



Yhteensopiva mm.	
Sanofi Aventis	ClikSTAR, SoloSTAR, JunioSTAR
Lilly	KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Savvio, HumaPen Ergo II, Humalog Pen
Novo Nordisk	Flex Touch, NovoPen 3&4&5, Innolet, Flexpen, Victoza, NovoPen Echo
Owen Mumford	Autopen Classic, Autopen Junior
Berlin Chemie	BerliPen Aero, BerliPen Junior

Mediqn tuoteno	Neulan koko	Pakkauskoko	Valmistajan tuoteno
<b>KYNÄNEULAT ISO 11608-2:2012, ISO 9626</b>			
1231391	31 G x 5 mm	100 kpl	IPN-31-5
1231392	31 G x 6 mm	100 kpl	IPN-31-6
1231393	31 G x 8 mm	100 kpl	IPN-31-8
1231394	32 G x 4 mm	100 kpl	IPN-32-4

## LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510  
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

