

CareSens[®] PRO -verensokerimittari



Uudella CareSens PRO -verensokerimittarilla omahoidon seuranta on tehty käyttäjälle helpoksi. Mittausta varten mittariin asetetaan testiliuska, tehdään ihopistos ja laitetaan verinäyte, vain 0,4 mikrolitraa testi-liuskalle. Valmis verensokeritulos on luettavissa 5 sekunnissa suurelta valaistulta LCD-näytöltä. Täysin ISO 15197:2013 -standardin mukainen mittausmenetelmä takaa luotettavat ja tarkat mittaustulokset.

Mittarissa on ennen ja jälkeen aterian sekä paastomerkintätoiminnot ja mittari laskee automaattisesti 1, 7, 14, 30 ja 90 päivän keskiarvotulokset. Aterian jälkeinen hälytystoiminto, kolme aikahälytystä sekä vanhentuneen liuskan merkintätoiminto ja hypoglykemiahälytys. Muistipaikat 1000 mittaustulokselle. Tulokset luetaan suurelta valaistulta LCD-näytöltä ja liuska voidaan vapauttaa mittarista liuskanpoistajalla.

USB-portin kautta mittari voidaan liittää tietokoneeseen tai älypuhelimeen. Suomen- ja ruotsinkielinen SmartLog-ohjelma mittaustulosten käsittelyyn. Tekstiviestitoiminto.

Lisähappi tai sokerit, kuten esimerkiksi maltoosi eivät häiritse mittauksia. Näytemuodot: kapillaari- tai laskimokokoveri. Aloituspakkauksessa on mittari, pistolaite ja lansetteja sekä testiliuskoja 10 kpl.

TEKNISET TIEDOT:

- Näytemäärä 0,4 µL
- Mittausaika 5 sekuntia
- Mittausalue 1,1-33,3 mmol/l
- Menetelmä GDH-FAD
- Automaattinen koodaus



CareSens[™] PRO

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

