

FlexLine Viikkovaunu



Vaunussa on huomioitu viikkojakelun toimitus ja varastointi. Moduilit saadaan hyödynnettyä kokonaisvaltaisemmin uuden seinäprofiiliin integroidun pysäytysmekanismiin ansiosta. Raskaammilla tuotteilla ulosvedettävät kehykset helpottavat työskentelyä. Kuvan vaunu sisältää viikkotarjottimet 24 potilaalle.



Wiegand® vaunujen kannessa ja rungossa on käytetty antimikrobista Sanitized® hopeaa. Tämä ehkäisee itiöiden, virusten ja sienten muodostumisen.

WIEGAND® käytännöllistä ajattelua.


– Saatavana useita eri malleja.



Lukkopyörä



Desinfektioaine-annostelija



Seinäprofiili modulien pysäytysmekanismilla



Roskapsitteline