

# Kliniderm Superabsorbent -sidos



Kliniderm Superabsorbent -sidokset ovat nimensä mukaisesti superimukykyisiä haavatyynyjä. Sidos koostuu neljästä kerroksesta, joista kahdessa sisimmässä kerroksessa on superabsorbent polymer -rakeita (SAP), jotka takaavat tuotteen erinomaisen imukyvyn. SAP-rakeet lukitsevat eritteen itseensä, jolloin haavatyynyn haavakontaktipinta säilyy miellyttävänä ja kuivan tuntuksena eikä maseroi ympäröivää ihoa. Sidosta käytetään erittäin runsaasti erittävissä haavoissa ja sitä voidaan käyttää myös kompressiositeen tai -sukan alla.

Sidosta on saatavana sekä steriliinä että tehdaspuhtaana versiona.

## TUOTEVALIKOIMA

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus-koko
<b>STERIILIT</b>			
1006305	40511700	7,5 x 7,5 cm	50 kpl
1006313	40511706	10 x 10 cm	10 kpl
1006306	40511701	10 x 10 cm	50 kpl
1006314	40511707	10 x 15 cm	10 kpl
1006307	40511702	10 x 20 cm	50 kpl
1006311	40511703	20 x 20 cm	15 kpl
1006312	40511704	20 x 30 cm	10 kpl
<b>TEHDASPUHTAAT</b>			
1006308	40511710	10 x 10 cm	100 kpl
1006309	40511711	10 x 20 cm	50 kpl
1006310	40511712	20 x 20 cm	50 kpl

## MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

**KLINION®**