

APURISI NÄYTTEENOTTOKÄRRYYN

MiniMix



MINIMIX -AKKUKÄYTTÖINEN KOEPUTKISEKOITTAJA

- MiniMix on pieni, kannettava, helposti sijoitettava koeputkisekoittaja
- 8-paikkainen, ladattava akku, täyteenladattuna kestää 8-9 tuntia
- Tarjottimen nopeuden säätö portaattomasti, sekä päätepuiteiden pysäytysaika säädettävissä mikä mahdollistaa erilaisten putkien sekoittamisen
- Koko: leveys 11 cm x syvyys 11,5 cm x korkeus 9,5 cm (ilman tarjotinta)
- Paino: 0,6 kg
- Virtalähde: 12 V DC-virtalähteen kautta
- Tuotenumero 1230877

LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1678, eija.luostarinen@mediq.com

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi