

# Suojakaappi näytteenottoon

HOITOHENKILÖKUNNAN JA POTILAAN SUOJAKSI



Ruotsissa valmistettu ninoGUARD COVID-19 -suojakaappi on suunniteltu eristämään hoitohenkilökunta potilaasta sekä ehkäisemään infektiosairauksien tarttumista potilaasta hoitohenkilökuntaan ja päinvastoin. Suojakaappiin luodaan ylipaine ja laminaarinen ilmavirtaus HEPA H14 -suodattimen lävitse virtaavalla ilmalla, mikä suojaa kaapin sisällä työskentelevää hoitohenkilökuntaa tartunnalta.

Käyttötarkoituksesta riippuen kaappiin voidaan luoda vaihtoehtoisesti alipaine ja ohjata poistuva ilma suodattimen lävitse. Tällöin kaappi suojaa ulkopuolella olevia kaapin sisällä olevan infektiopotilaan aiheuttamalta tartuntavaaralta esimerkiksi näytteenoton yhteydessä.

Laitetta ei tarvitse liittää kiinteistön ilmanvaihtoon ja se tarvitsee toimiakseen vain verkkovirtaliitännän. Laitteen etuseinässä on kaksi kiinteää suojakäsinttä, ilmatiivis luukku sekä portti stetoskooppiä varten.

## Kysy lisää Mediqiltä!

- Markus Haggrén  
puh. 020 112 1813  
markus.haggren@mediq.com
- Sami Långström  
puh. 020 112 1616  
sami.langstrom@mediq.com



## MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi