

# Etac OptimaL -tukikaide

Toimivat ja tyylikkääät.

## Toimivuutta ja yksinkertaisuutta fiksussa yhdistelmässä

Etac OptimaL on siisti, seinään kiinnitettävä tukikaide. Jalka varmistaa vakauden, ja pieni seinäkiinnike mahdollistaa asennuksen lähelle wc-istuinta. OptimaL pysyy turvallisesti ylös taitettuna, ja se on helppo kääntää alas kahvan kanssa.



## Lisävaruste



**Wc-paperin pidike**  
83030001

### Kuvaus

OptimaL (yksiosainen)

### Tuotenro

80303006

### Mitat

Kaiteen pituus: 73,5 cm  
Lattiasta tukikaiteeseen: 80 cm  
Lattiasta tukikaiteeseen, ylös taitettuina: 149 cm  
Seinäkiinnike: 10,4 x 11,0 cm

### Paino

3,1 kg

### Materiaalit

Seinäkiinnike, tukikaiteen putket ja tukijalka:  
jauhemaalattu teräsputki  
Yksityiskohdat: polypropeeni



Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5-9) tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa puhdistaa enintään 85 °C:n lämpötilassa.