


Mortara EKG-laitteet



ELI 380 ja ELI 380 ERGO

- 12- ja/tai 15-kytkentäinen lepo-EKG-laite
- Vaativaan käyttöön
- Suuri 17" värinäyttö
- ERGO-mallissa 180° kääntyvä kosketusnäyttö
- 20 min EKG-muisti, josta käyttäjä voi valita 10 sekunnin EKG-otantoja oman valinnan mukaan tai paras 10 sekunnin otanta laitteen valitsemana
- Laadukas signaali - tunnustettu tulkintaohjelma
- 12-kytkentäinen johdinsarja joko kiinteällä potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä
- 15-kytkentäinen johdinsarja kiinteällä kaapelilla
- Toimii verkkovirralla ja/tai akulla
- Paperi A4-kokoista Z-paperia
- Tiedonsiirto: USB tai kaksisuuntainen kommunikaatio LAN/WLAN-yhteydellä kolmannen osapuolen EMR-, HIS- ja PACS-järjestelmien välillä. Tiedostomuodot XML, PDF, UNIPRO ja DICOM
- Paino 10 kg sisältäen akun (ilman paperia)
- Lisävarusteena: kuljetusvaunu ja potilasjohtimien pidike



ELI 280



- 12-kytkentäinen lepo-EKG-laite
- 10,1" kosketusnäyttö, helppo puhdistaa
- Laitteen saa joko kiinteällä potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä
- Toimii verkkovirralla ja/tai akulla
- Paperi A4-kokoista Z-paperia
- 5 min EKG-muisti ja paras 10 sekunnin toiminto
- Tiedonsiirto: USB tai kaksisuuntainen kommunikaatio LAN/WLAN-yhteydellä kolmannen osapuolen EMR-, HIS- ja PACS-järjestelmien välillä. Tiedostomuodot ovat XML, PDF, UNIPRO ja DICOM
- Paino 5,68 kg akun kanssa (ilman paperia)
- Lisävarusteena: kuljetusvaunu ja potilasjohtimien pidike

ELI 230



- 12-kytkentäinen lepo-EKG-laite
- Helppokäyttöinen
- Pienikokoinen; 29,2 x 20,3 x 10,2 cm
- Paperi A4-kokoista rullassa
- Laitteen saa joko kiinteällä potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä
- Toimii verkkovirralla ja/tai akulla
- Tiedonsiirto-optio; USB - PDF-muodossa
- Paino 3,63 kg sisältäen akun (ilman paperia)
- Lisävarusteena: kantolaukku, kuljetusvaunu ja potilasjohtimien teline

Kuljetusvaunu + WAM-pidike runkolaatikolla ja liukulaatikolla

- Kuljetusvaunu ELI 280, ELI 350, ELI 380 ja ELI 380 ERGO -malleille
- WAM-pidike, varsi ja muoviosa



Kuljetusvaunu + WAM-pidike runkolaatikolla

- Kuljetusvaunu ELI 280, ELI 350, ELI 380 ja ELI 380 ERGO -malleille
- WAM-pidike, varsi ja muoviosa



ELI 150c



- 12-kytkentäinen lepo-EKG-laite
- Helppokäyttöinen
- Pienikokoinen; 29,2 x 30,5 x 10,2 cm
- Tarkka LCD-väri näyttö
- 5 min EKG-muisti ja paras 10 sekunnin -toiminto
- Laadukas signaali - tunnustettu tulkintaohjelma
- Laitteen saa joko kiinteällä potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä
- Toimii verkkovirralla ja/tai akulla
- Paperi A5-kokoista Z-paperia
- Tiedonsiirto: USB tai kaksisuuntainen kommunikaatio LAN/ WLAN-yhteydellä kolmannen osapuolen EMR-, HIS- ja PACS-järjestelmien välillä. Tiedostomuodot XML, PDF, UNIPRO ja DICOM
- Paino 3,3 kg sisältäen akun (ilman paperia)
- Lisävarusteena: kantolaukku

Mortaran laitevalikoimasta laadukkaat lepo-EKG-laitteet erilaisiin käyttöympäristöihin! Mortaran lepo-EKG-laitteissa on tarkka VERITAS™-tulkintaohjelma sekä suomenkielinen käyttöjärjestelmä. Laitemallista riippuen tuetaan kaksisuuntaista tiedonsiirtoa työlistojen käyttämiseksi (mm. HL7 ja DICOM työlistat) sekä tiedonsiirtoa USB, XML, DICOM ja PDF. Potilasjohdinsarjan voi valita laitemallista riippuen langattomana tai kiinteänä, 12- ja/tai 15-kytkentäisenä.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

