

Masimo- pulssioksimetrit



Masimo Rad-97™ -pulssioksimetri



Masimo Rad-97 -pulssioksimetri käyttää Masimo SET -tekniikkaa, joka mahdollistaa mittaukset myös erittäin vaativilta potilailta, kuten pienet lapset, matalaperfuusioiset ja levottomat potilaat. Monitoria on mahdollista käyttää kertamittauksiin tai jatkuvaan monitorointiin (SpO₂, perfuusiaindeksi, syke ja Pleth). Laitteessa on kosketusnäyttö (rotatoiva) ja Li-ion-akku. Laitteeseen on mahdollista lisätä seuraavat parametrit: hengitystaajuus (RRp), NIBP, lämpö, CO₂ ja Rainbow-erityisparametrit (SpHb, SpMet, SpOC, SpCO, ORI, EtCO₂, FiCO₂, RR, RRA). Laite soveltuu käytettäväksi myös kotiympäristössä. Mitat 22,9 x 16,5 x 10,2 cm, paino 1,36 kg.

Mediqin tuotenumero 1206119.

Masimo Radical-7® -pulssioksimetri



Masimo Radical 7 -pulssioksimetri käyttää Masimo SET -tekniikkaa, joka mahdollistaa mittaukset myös erittäin vaativilta potilailta, kuten pienet lapset, matalaperfuusioiset ja levottomat potilaat. Monitoria on mahdollista käyttää kertamittauksiin tai jatkuvaan monitorointiin (SpO₂, perfuusiaindeksi, syke ja Pleth). Värillinen kosketusnäyttö, joka kääntyy automaattisesti laitetta käännettäessä (pysty-/vaakanäyttö). Helposti siirtoilanteissa mukaan otettava, irrotettava käsiosa (etupaneeli). Laitteeseen on mahdollista lisätä seuraavat parametrit: hengitystaajuus (RRp), lämpö ja Rainbow-erityisparametrit (SpHb, SpMet, SpOC, SpCO, RRA). Laite soveltuu käytettäväksi myös kotiympäristössä. Mitat 26,7 x 19,6 x 8,9 cm, paino 1,73 kg.

Mediqin tuotenumero 1202277.

Masimo Rad-G™ -pulssioksimetri

Masimo Rad-G on kämmenkokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen pulssioksimetri. Laitetta voi käyttää sekä monitorointiin, että yksittäismittauksiin. Masimo Rad-G -pulssioksimetrilla pystyy mittaamaan saturaation ja sykkeen lisäksi hengitystaajuutta (SpO₂, PR, Pi, PVi, RRp ja Pleth-käyrä). Laitteessa on kosketusnäyttö ja ladattava akku; akunkesto jopa 24 h. Laittehinta sisältää vapaavalintaisesti joko monikäyttöisen anturin TAI kaapelin, johon voi yhdistää Masimon RD SET -antureita. Laite soveltuu käytettäväksi myös kotiympäristössä. Mitat 7,4 x 19,8 x 2,5 cm, paino 0,27 kg.

Mediqin tuotenumero 1209657 (sis. anturi), 1209658 (sis. kaapeli).



Masimo MightySat™ Rx -sormipulssioksimetri



Masimo MightySat Rx -sormipulssioksimetri käyttää Masimo SET -tekniikkaa ja laite soveltuu käytettäväksi yli 30 kg painaville henkilöille. Mitattavat parametrit ovat SpO₂, perfuusiaindeksi ja pulssitaajuus. Laitteessa on graafinen näyttö ja touchpad-valikko-ohjaus. Mukana tulevat kantohihna ja säilytyspussi. Laite on mahdollista varustaa myös RRp-parametrilla (hengitystaajuus pleth-käyrästä) ja Bluetooth-tekniikalla. Mitat 7,4 x 4,1 x 3,0 cm, paino 73 g.

Mediqin tuotenumero 1205157.



Masimo Rad-67™ -pulssioksimetri ja SpHb



Masimo Rad-67 -pulssioksimetrissa yhdistyy Masimo SET- ja Rainbow-tekniikka. Rad-67 on yksittäismittauksiin suunniteltu laite, johon sisältyy seuraavat parametrit: SpO₂, PR, Pi, PVi ja SpHb. Laitteeseen on mahdollisuus lisätä SpMet- ja SpCO-mittaukset. Saatavilla myös yksi, monikäyttöinen sensori kaikille potilasryhmille (> 3 kg). Laitteessa on värillinen kosketusnäyttö ja akku, jonka kesto on jopa 6 tuntia. Mitat 19,4 x 8,2 x 2,4 cm, paino 0,37 kg.

Mediqin tuotenumero 1209188.

Masimo Rad-5[®] -pulssioksimetri

Masimo Rad-5 -pulssioksimetri on Masimo SET -tekniikkaa käyttävä, kannettava pulssioksimetri, joka soveltuu käytettäväksi vauvoille, lapsille ja aikuisille. Laite on paristokäyttöinen ja siinä on säädettävät hälytysrajat ja keskiarvoistamisaika. Laitehinta sisältää vapaavalintaisesti monikäyttöisen lasten/aikuisten sormianturin TAI kaapelin, johon voi yhdistää Masimon RD SET -antureita. Toimintalämpötila on 0-50 °C). Mitat 15,8 x 7,6 x 3,6 cm, paino 0,32 kg.

Mediqin tuotenumero 1200102.



Masimo Rad-5v[®] -pulssioksimetri



Masimo Rad-5v -pulssioksimetri on Masimo SET -tekniikkaa käyttävä, kannettava pulssioksimetri. Laite on suunniteltu yksittäismittauksiin ja se soveltuu käytettäväksi vauvoille, lapsille ja aikuisille. Laite on paristokäyttöinen. Laitehinta sisältää vapaavalintaisesti monikäyttöisen lasten/aikuisten sormianturin TAI kaapelin, johon voi yhdistää Masimon RD SET -antureita. Toimintalämpötila on 0-50 °C. Mitat 15,8 x 7,6 x 3,6 cm, paino 0,32 kg

Mediqin tuotenumero 1201175.

Masimo Rad-57[®] -pulssioksimetri + SpCO

Masimo Rad-57 pulssioksimetrissa yhdistyy Masimo SET- ja Rainbow-tekniikka, johon sisältyy seuraavat parametrit: SpO₂, PR, Pi, PVi ja SpCO. Laitteeseen on mahdollisuus lisätä SpMet, SpHB ja SpOC-mittaukset. Pulssioksimetria on mahdollista käyttää kertamittauksiin tai jatkuvaan monitorointiin. Laite on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Ei vaadi kalibrointia. Kestävä ja kevyt, soveltuu myös kenttäolosuhteisiin. Toimintalämpötila -18-54 °C. Laite toimii paristoilla. Mitat 17,5 x 7,6 x 3,6 cm, paino 0,32 kg.

Mediqin tuotenumero 1209988.

Olettehan yhteydessä asiakaspalvelu@mediq.com anturivalinnan ja muiden kysymysten suhteen.



Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita. 0123

CE

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

