

# Kawe- tufferinkostuttajat



Enemmän tilaa näytteenottoon pienemmällä tufferinkostuttajalla.

Muovisen tufferinkostuttajan pohjassa olevat tartuntatassut pitävät kostuttajan hyvin työtasossa. Kostuttaja sopii alkoholipitoisille desinfiointiaineille, mutta ei eetterille ja asetonille. Muovilaatu on Makrolon. Lasinen tufferinkostuttaja kestää myös eetterin ja asetonin.

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö
58377	12.15120.002	100 ml, muovinen	1 kpl
1230968	12.15225.002	250 ml, lasinen	1 kpl

## LISÄTIETOJA

Maijastiina Voutilainen, tuotepäällikkö  
puh. 020 112 1678, maijastiina.voutilainen@mediq.com

## MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co