

Promisemed®- kantapäälansetit



Turvallinen, hellä kantapään viiltolansetti, joka on vähemmän tuskallinen ja traumaattinen vastasyntyneelle. Kevyt, ergonomisesti muotoiltu, helposti kohdistettava, herkkä laukaisin ja hiljainen ääni jota lapset eivät säikähdä.

Veri vuotaa haavasta puristelematta vuolaasti ja riittävän pitkään pistokertojen minimoimiseksi. Terä vetäytyy laitteen sisälle piston jälkeen automaattisesti joten käytetyn lansetin uudelleen laukeaminen on estetty.

Kantapäälansetit ovat värikoodattuja, steriilejä ja yksittäinpakattuja. Lansetin pistosyvyys ja -leveys on pakkauksessa selkeästi merkitty.



TUOTETIEDOT

Mediqin tuotenro	Tuote	Väri	Viillon syvyys	Viillon leveys	Lapsen paino	Pakkaus-koko
1231600	HB-065 kantapäälansetti 0,65/1,40 mm	violetti	0,65 mm	1,40 mm	alle 1 kg	50 kpl
1231590	HB-085 kantapäälansetti 0,85/1,75 mm	vihreä	0,85 mm	1,75 mm	1-2,5 kg	50 kpl
1231591	HB-100 kantapäälansetti 1,00/2,50 mm	sininen	1,00 mm	2,50 mm	yli 2,5 kg	50 kpl

LISÄTIEDOT

Maijastiina Voutilainen, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1678, maijastiina.voutilainen@mediq.com

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. 0197

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

