

Prolance® - automaattilansetit



PROLANCE-LANSETTI

- Turvallinen sekä potilaalle että käyttäjälle
- Varmuuslukko estää uudelleenkäytön
- Helppokäyttöinen
- Hyvä verenvirtaus
- Lansetti on valmistettu polypropeeinista ja terä on ruostumatonta terästä
- Pakkausmateriaali kierrätettävä pahvikartonki

TUOTETIEDOT

Mediğin tuotenro	Väri	Syvyys	Leveys/ neulan koko	Kuvaus	Myynti- yksikkö
1230994	vihreä	1,8 mm	pisto 21G (0,8 mm)	Normal flow	200 kpl
1230995	vaaleansin.	1,6 mm	pisto 28G (0,36 mm)	Micro flow	200 kpl
1230996	tummansin.	1,4 mm	pisto 25G (0,5 mm)	Low flow	200 kpl
1230997	keltainen	1,8 mm	pisto 18G (1,2 mm)	High flow	200 kpl
1230998	lila	1,6 mm	viilto 1,5 mm	Max flow	200 kpl
1230999	vaaleanpun.	1,2 mm	viilto 1,5 mm	Pediatric flow	200 kpl

TOIMI NÄIN



1. Kierrä ja poista terä-/neulasuojus.



2. Aseta lansetti sormenpäähän ja paina laukaisinta.

LISÄTIEDOT

Maijastiina Voutilainen, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1678, maijastiina.voutilainen@mediq.com

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. 0344

