



Rosidal® K / Rosidal® haft

Vähäelastinen komperssioside

OMINAISUUDET

- 100 % puuvillaside, jonka joustavuus on saatu aikaan loimilankoja kiertämällä. Venyvyys on 90 %
- Ilmaa läpäisevä ja ihoa ärsyttämätön
- Muotoutuu hyvin ja pysyy paikallaan
- Kestää hyvin haavaeritteitä, hikeä ja voiteita
- Voidaan pestä, keittää ja autoklavoida (121 °C)
- Steriloimaton, ihonvärinen, venytetty pituus 5 m

KÄYTTÖ

- Jousto- ja puristusominaisuudet on erityisesti suunniteltu ja kehitetty laskimonsuffiensiessin hoitoon
- Käytetään myös traumatologiassa, venähdysten ja ruhjevammojen hoidossa



TUOTETIEDOT

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Leveys	Pakkausko
Rosidal K, venytetty pituus 5 m			
61434	22250	8 cm	10 kpl
61436	22251	10 cm	10 kpl
63047	22252	12 cm	10 kpl
Rosidal K, yksittäispakattu, venytetty pituus 5 m			
20428	22199	4 cm	1 kpl
35953	22200	6 cm	1 kpl
35159	22201	8 cm	1 kpl
35160	22202	10 cm	1 kpl
1003865	22203	12 cm	1 kpl
20522	22206	10 cm x 10 m	1 kpl
Rosidal Haft, itseensä tarttuva, venytetty pituus 5 m			
106680	31973	6 cm	1 kpl
35679	31974	8 cm	1 kpl
35680	31975	10 cm	1 kpl

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

