

# Fixomull transparent haavakalvo



Fixomull Transparent on läpinäkyvä vedenpitävä polyuretaanikalvo, joka on pinnoitettu erittäin hellävaraisella polyakrylaattiliimalla. Vedenpitävä kalvo suojaaa haavaa optimaalisella tavalla muodostaen vettä ja bakteereita läpäisemättömän sulun haavan päälle. Sen puoliläpäisevä rakenne antaa ihon hengittää ja ehkäisee siten hautumista. Erittäin ohut kalvo muodostaa ihonkaltaisen suojan kehon muotojen mukaan esimerkiksi nivelissä ja raajoissa. Kalvon läpinäkyvyyden ansiosta sidos on huomaamaton ja mahdollistaa haava-alueen tarkkailun koko ajan. Fixomull Transparent sopii suurten haavasidosten vedenpitävään kiinnitykseen, myös nivelissä ja raajoissa, instrumenttien, katetrien, mittauslaitteiden ja antureiden vedenpitävään kiinnittämiseen sekä rasvasidosten hygieeniseen kiinnittämiseen.

Mediqin tuotenumero	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
105030	10 cm x 10 m	läpinäkyvä	1 rll	7221601	002139
105031	15 cm x 10 m	läpinäkyvä	1 rll	72216-02	322862