

Perfekta Kräftig runsaselastinen kompressioside



Kestoelastinen Perfekta Kompression "Kräftig" on voimakas puristusside suonikohjujen ja kroonisen laskimonsuffisienssin hoitoon, puristusside säärihaavojen hoitoon ja suonikohjuleikkausten jälkeen sekä tukisidos ortopedisiin toimenpiteisiin ja vammojen hoitoon. Väri beige, materiaali 93 % puuvillaa ja 7 % polyuretaania. Polyuretaanilangat on kudottu ristikkäisen puuvillakudoksen sisään. Venyvyys on noin 150 %, palautusvoima hyvin voimakas.

Mediqin tuotenumero	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
106670	10 cm x 10 m	beige	1 kpl	105923	002447
106671	12 cm x 7 m BULK	beige	8 kpl	105921	002448
1300307	12 cm x 10 m BULK		8 kpl	105924	002448