

HEINE laryngoskoopin kädensijatarvikkeet



Kädensijoihin on saatavilla tarvikkeita, joilla voidaan korvata kuluneita osia ja päivittää tarvittaessa HEINEn uudempiin versioihin. Päivittämällä polttimolla ja pohjakorkilla olevan HEINEN XHL laryngoskoopin sisäosan HEINE LED-sisäosaan, saat LED- laryngoskoopin.

Mediqn tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1201441	HEINE akku L Li-ion 3,5V, yhteensopiva BETA L-pohjakorkin kanssa	1 kpl	X-007.99.383		
1201454	HEINE pohjakorkki NT300	1 kpl	F-002.22.887	022008	Tehdastilaustuote
1209113	HEINE F.O.4 NT pohjakorkki	1 kpl	F-002.22.884		Tehdastilaustuote
38672	Paristolaryngoskoopin pohjakorkki 2,5V	1 kpl	F-001.22.861	022008	Tehdastilaustuote
1201453	Laryngoskoopin LED sisäosa, ei tarvitse polttimoa	1 kpl	F-008.22.890	022009	Tehdastilaustuote
1209116	Slim latausmoduuli NT4 li-ion	1 kpl	X-007.99.104		Tehdastilaustuote
20581	Kädensijan ulkokuori	1 kpl	F-000.22.824	022008	Tehdastilaustuote