

Stellan suojavisiiri



Stellan suojavisiiri koostuu lateksittomasta elastisesta nauhasta, pehmeästä vaahtomuovista, joka tulee otsaa vasten, ja kristallinkirkkaasta huurtumattomasta visiiristä. Visiiri on kehitetty käytettäväksi suojana nesteitä ja pisaroita vastaan. Sitä käytetään yleisesti terveydenhuollon ammattilaisilla ja muilla henkilöillä eri tilanteissa. Valmistetaan Ruotsissa. Stellan-suojavisiiri on valmiiksi koottu ja käyttövalmis heti pakkauksesta otettaessa. Se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä lasien ja maskien kanssa. Visiirin voi myös uudelleen käyttää puhdistuksen jälkeen. Visiiri on CE-sertifioitu ja täyttää PPER (EU) 2016/425 -standardin vaatimukset EN166:2001, kategoria II mukaisesti. Tuotteen vaatimustenvastainen materiaali täyttää REACH-direktiivin 76 /769 / ETY liitteen XVII vaatimukset. Tuotteen materiaali kirkas PET-muovi, paksuus: 0,33 mm \pm 7%, mitat: L 332 mm x K 222 mm, huurtumaton. Elastinen nauhan mitat L 240 mm x K 30 mm x S 35 mm \pm 10%, lateksiton. Visiirin paino noin 40 g/kpl. Visiirin puhdistus ja desinfiointi: 1. Desinfioi kätesi

käsidesillä, laita käsiin suojakäsineet. 2. Käytä pintadesinfointiainetta, joka sisältää yli 70 % alkoholia (etanolia tai isopropanolia) ja pesuainetta (tensidejä). 3. Levitä ainetta visiirin kaikille pinnoille puhtaalla talouspaperilla. Anna kuivua ennen seuraavaa käyttöä. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. Valmistaja: PLAST PETER AB. CE 0402.

Tekninen tuotekuvaus:

Kirkas PET-muovi, paksuus: 0,33 mm \pm 7%, mitat: L 332 mm x K 222 mm, huurtumaton. Elastinen nauhan mitat L 240 mm x K 30 mm x S 35 mm \pm 10%, lateksiton. Visiirin paino noin 40 g/kpl.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
1203761		50 kpl	ZSKYVIS0004	315284