

HEINE EasyClean LED - laryngoskoopin käsiosa



Ensimmäinen ja ainut täydellinen 100 % vedenpitävä LED-käsiosa. Kestää manuaalisen puhdistuksen ja liottamisen sekä matalalämpöisen (< 60°) kaasuplasmasteriloinnin. Käsiosaa ei tarvitse purkaa eikä koota uudelleen. Paristot on poistettava ainoastaan steriloidessa autoklaavissa. Luistamaton ”aaltomainen” muotoilu helpottaa puhdistamista. Optimaalinen valaisu (5000K) ja 3x kirkkaampi kuin perinteiset halogeenilamput. Lähes rajaton käyttöikä. Käsiosa toimii kahdella R14/LR14-paristolla (paristot eivät sisälly toimitukseen). Käsiosassa on himmennysominaisuus, valo himmenee hitaasti, jos paristo on tyhjenemässä. Käsiosat saatavilla Standard-version lisäksi myös lyhyenä ja kapeana mallina. Käsiosat ovat yhteensopivia kaikkien vihreän standardin (ISO 7376) lastainten kanssa. HEINE antaa käsiosilleen 5 vuoden takuun.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1207747	Standard	1 kpl	F-008.22.820	022005	
1209335	SHORT	1 kpl	F-008.22.822	022005	Tehdastilaustuote
1209334	SLIM	1 kpl	F-008.22.821	022005	Tehdastilaustuote