

FIREBOY eco jalkapainikkeella



Fireboy Eco voidaan yhdistää kaasulinjastoon tai käyttää erillisellä kaasupatruunalla. Liekin sytytys jalkapolkimella (sisältyy pakkaukseen). Tuotteen turvallisuutta parantavia ominaisuuksia: turvakytin sammuttaa laitteen, jos liekki sammuu, virta katkeaa tai poltin kuumenee liikaa. Liekin sytyttäminen on mahdollista myös etupaneelissa olevan näppäimen kautta, ei pelkästään jalkapainikkeella. Mukana suuttimet propaanille/butaanille ja nestekaasulle.

Tekninen tuotekuvaus:

Laitte on kooltaan 100 x 150 x 60 mm, ulkokuori kromattua terästä.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1230100		1 kpl	144010		Tehdastilaustuote
1230300		1 kpl	144050		