

Klinion-tutkimuskäsine nitrili pitkä violetti Sensitive Long Indigo



Klinionin violetin Sensitive Long Indigo -tutkimuskäsineen materiaali on nitrili. Sillä on erinomainen kemikaalien ja sytostaattien kestävyys. Puuteriton, kiihdytinainevapaa, tehdaspuhdas, lateksiton, ei sisällä luonnonkumiproteiineja. Soveltuu erinomaisesti tyyppi I allergikoille. Karhennettujen sormenpäiden ansiosta käsineellä on erittäin hyvä pito. Joustava materiaali takaa korkean käyttömukavuuden ja erinomaisen tuntoherkkyyden. Hyvä pito sekä kuivana että märkänä. Rullareuna helpottaa pukemista. Käsineen pituus 29 cm. AQL 1.5. Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti = 6N, keskimäärin 9N. Käyttökelpoisuusaika 3 vuotta. Laatustandardi EN 455- ja EN 374 -standardien mukainen. Valmistaja: MEDECO BV. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediqin tuotenumero	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
1400133	XS	violetti	150 kpl	102488	017734
1400125	S	violetti	150 kpl	102484	017730
1400126	M	violetti	150 kpl	102485	017731
1400127	L	violetti	150 kpl	102486	017732
1400128	XL	violetti	150 kpl	102487	017733