

# Coban2 Lite kompressiosidekerros



Suunniteltu kevyempään kompressioon ja mukavaksi käyttää potilaille, jotka eivät kestä normaalia kompressiohoitoa. 3M™ Coban™ 2 Lite Kompressiojärjestelmä on lateksiton ja suunniteltu erityisesti niiden potilaiden käyttöön, jotka eivät kestä normaalia kompressiosidontaa ja tarvitsevat siksi kevyemmän kompression. Sopii potilaille, joiden ABPI on yhtäsuuri tai suurempi kuin 0.5. Miellyttävä käyttää, koska lepopaine on alhaisempi. Tehokas, hoitava kompressiosidos aikaansaadaan, kun ulompi, kompressoiva sidos tarttuu kiinni pehmustekerrokseen, muodostaen holkkimaisen sidoksen. Valuu vähemmän, koska eri kerrokset tarttuvat toisiinsa. Ohut, kevyt, hengittävä holkki on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön. Helppo ja nopea sitoa. Vähentää arvailua, koska kompressioside kierretään 100% venytettynä ja tehokas kompressio aikaansaadaan joka kerta.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1502507	2,5 cm x 3,5 m	36 kpl	20721	002433	Tehdastilaustuote
1502508	10 cm x 3,5 m	32 kpl	20724	002433	