

Lääke ja näytejääkaappi lasiovellalla 345 litraa



Lääkkeiden ja näytteiden säilytykseen ja varastointiin tarkoitettu lasiovellinen jääkaappi. Voidaan sijoittaa vapaasti tai kaapistoon. Oven kehys on alumiinia ja loput ulkopinnat valkoiseksi maalattua terästä. Kaapin sisäkuori on valkoista ABS muovia. Laitteessa on puhallinjäähdytys ja viisi säädettävää lasihyllyä*. Lämpötilalle on elektroninen ohjaus ja digitaalinen näyttö. Lukollinen ovi, säädettävät jalat edessä ja takana pyörät. Lisävarusteina mm. erillinen lukittava narkoosikotelo.

Tekninen tuotekuvaus:

Lämpötila-alue +2...+15 °C. Minimi huone lämpötila + 16 °C, maksimi toimintalämpötila + 30 °C. Ulkomitat K x L x S 1840 x 595 x 600 mm, sisämitat K x L x S 1552 x 470 x 450 mm. Käyttötilavuus 345 l. Paino 75 kg. Jännite ja liitäntäteho 230V/50 Hz, 295 W. Energiankulutus 3,2 kWh / vrk. Äänitaso 45 dB (A). Automaattinen sulatus. Lankalauhdutin. Elektroninen lämpötilan säätö.

Mediqn tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1700449		1 kpl	MC 345 LV		Tehdastilaustuote