

Lääke ja näytejääkaappi lasiovellalla 58 litraa



Lääkkeiden ja näytteiden säilytykseen ja varastointiin tarkoitettu pieni, lasiovellinen jääkaappi. Voidaan käyttää pöytämallina ja mahtuu hyvin myös tason alle. Laitteessa on puhallinjäähdytys, kaksi säädettävää lasihyllyä ja yksi lankahylly. Lämpötilalle on elektroninen ohjaus ja digitaalinen näyttö. Itsestään sulkeutuva lukollinen ovi, säädettävät jalat ja LED-sisävalo.

Tekninen tuotekuvaus:

Lämpötila-alue +2...+15 °C. Minimi huonelämpötila + 16 °C, Maksimi toimintalämpötila + 30 °C. Ulkomitat K x L x S 668 x 432 x 496 mm, sisämitat K x L x S 557 x 356 x 311 mm. Käyttötilavuus 58 l. Paino 32,5 kg. Jännite ja liitântäteho 230V/50 Hz, 100 W. Energiankulutus 0,6 kWh / vrk. Äänitaso 44 dB (A). Automaattinen sulatus. Lankalauhdutin. Elektroninen lämpötilan säätö.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1700460		1 kpl	L580001		Tehdastilaustuote