

Micro-Tech injektioneula



Micro-Tech:n injektioneuloissa on hyvä ergonominen kahva ja neulan käsittely on helppoa yhdellä kädellä. Anti-slip käsittelyn ansiosta kahva ei lipeä helposti. Kahva voidaan lukita useisiin eri tasoihin, mikä helpottaa tarkkaa punktioita. Kun neula vapautetaan, se liikuu automaattisesti suojaan katetrin sisään. Eri neulan kokoja - 19, 22 ja 25 G. Luerlock liitäntä.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
1800653	5 / 0,7 mm, 22 G, 2,3 mm / 230 cm	10 kpl	IN12-225232302	
1800654	5 / 0,5 mm, 25 G, 2,3 mm / 230 cm	10 kpl	IN12-255232302	
1801471	4 / 0,5 mm, 25 G, 2,3 mm / 230 cm	10 kpl	IN12-254232302	
1801625	5 / 0,7 mm, G 19, 2,3 mm / 180 cm	10 kpl	IN12-195231802	323531