

Micropore kuituteippi



Taustamateriaali: Viskoosi. Ihosystävällinen, pehmeä, erittäin hengittävä ja huokoinen. Sen päälle voi kirjoittaa. Liima-aine: Ihoystävällinen polyakrylaatti. Käyttökohteet: Sidosten ja taitosten kiinnittäminen. Haavateippinä suoraan haavan päälle. Kiinnittämiseen ohuelle tai herkällä iholla. Avannepussien kiinnittämiseen. Valmistaja 3M Deutschland GmbH. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqin tuotenumero	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
21809	12 mm x 9,1 m	valkoinen	24 rll	1530-0	302359
21810	25 mm x 9,1 m	valkoinen	12 rll	1530-1	302360
21811	50 mm x 9,1 m	valkoinen	6 rll	1530-2	302361
21812	75 mm x 9,1 m	valkoinen	4 rll	1530-3	302362
21818	12 mm x 9,1 m	beige	24 rll	1533-0	302359
21819	25 mm x 9,1 m	beige	12 rll	1533-1	302360
21820	50 mm x 9,1 m	beige	6 rll	1533-2	302361