

# Harmony Oval vuodevaippa



Oval-vuodevaipan imukerros on hapella valkaistua selluloosamassaa ohuen ja kestävän pintakuidun alla. Taustana pehmeä, kosteutta läpäisemätön vaaleankeltainen polyeteenimuovi.

Mediqn tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
32946	58 x 60 cm, imukyky 520 ml	100 kpl	900910	009081
32948	58 x 90 cm, imukyky 830 ml	100 kpl	900915	009081