

Comprilan vähäelastinen kompressiosidos



Comprilan vähäelastinen kompressiosidos laskimoperäisten säärihaavojen, lymfedeeman ja laskimosairauksien kompressiohoitoon. Antaa tehokkaan vastuksen lihaspumpulle ja parantaa siten laskimoverenkiertoa. Pienen lepopaineen ja suuren työpaineen ansiosta Comprilan toimii mukavasti, luotettavasti ja tehokkaasti sekä (yö)levon aikana että liikkeessä useiden päivien ajan. Vähäelastiset sidokset sopivat liikuntakykyisille potilaille. Materiaali 100 % puuvilla, joustavuus 90 %. Comprilan on hengittävä ja iholle hellävarainen. Suuri työpaine, alhainen lepopaine. Sidos voidaan steriloida. Kestää ihon kosteutta ja voiteita. Konepesu 95° maksimissaan 10 kertaa kompressoasteen heikentymättä.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
50520	6 cm x 5 m	5 rll	01026-00	002449
50521	8 cm x 5 m	5 rll	01027-00	002450
50514	10 cm x 5 m	10 rll	45383-00	002451
50522	10 cm x 5 m	5 rll	01028-00	002451
50524	12 cm x 5 m	5 rll	01029-00	002452