

HEINE F.O. LED laryngoskooppien paristokäyttöiset käsiosat



HEINE Standard F. O. laryngoskoopin käsiosa korkealaatuisella LED HQ valolla täydellisenä kokonaisuutena paristokäyttöisenä. Käsiosa toimii kahdella C / LR14 paristolla (paristot eivät sisälly toimitukseen). LED HQ tekniikassa korkea värinasto (CRI 80, 5000K), 3x kirkkaampi kuin tavallinen 3.5V halogeenikäsiosa, lähes rajaton käyttöikä. HEINE LED HQ - valon hyvä laatu säilyy koko elinajan, eikä lampun vaihtoja eikä huoltoja tarvita. Tuotteessa on ainutlaatuinen fade-out-toiminto: kun paristojen teho alkaa heikentymään, LED HQ diodi alkaa himmentymään. Toiminto poistaa riskin äkilliseen valon sammumiseen ja antaa käyttäjälle runsaasti aikaa suorittaa intubaatio loppuun. Käsiosan ulkokuori voidaan steriloida tai puhdistaa autoklaavissa. Sisäelementti sisältää LED HQ diodin ja sen sisään laitetaan paristot. Käsiosa voidaan myöhemmin päivittää ladattavaksi akulla ja akkuun sopivalla pohjakorkilla. Käsiosat saatavilla Standard version lisäksi myös lyhyenä ja kapeana mallina. Käsiosat ovat yhteensopivia kaikkien vihreän standardin (ISO 7376) lastainten kanssa. HEINE antaa käsiosilleen 5 vuoden takuun.

| Mediqin tuotenumero | Koko | Myyntiyksikkö | Valmistajan tuotekoodi | Sailab-koodi | Lisätiedot |
|---------------------|-------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 7000119 | 2,5V | 1 kpl | F-008.22.860 | 022005 | |
| 1202349 | 2,5 V | 1 kpl | F-008.22.812 | 022006 | Tehdastilaustuote |
| 1202455 | 2,5V | 1 kpl | F-008.22.800 | 022005 | Tehdastilaustuote |