

Lääke ja näytejääkaappi umpiovellalla 130 litraa



Lääkkeiden ja näytteiden säilytykseen ja varastointiin tarkoitettu umpiovellinen jääkaappi. Voidaan sijoittaa vapaasti, kaapistoon tai työtason alle. Ulkopinta ruostumatonta terästä, sisäkuori valkoista ABS muovia. Puhallinjäähdytys, elektroninen ohjaus ja digitaalinen lämpötilänäyttö. Lisäksi laitteessa on ovilukko, kolme säädettävää lasihyllyä, säädettävät jalat edessä ja takana pyörät. Lisävarusteina mm. erillinen lukittava narkoosikotelo. Valmistajan koodi MC 130 URST.

Tekninen tuotekuvaus:

Lämpötila-alue +2...+15 °C. Minimi huonelämpötila + 16 °C, Maksimi toimintalämpötila + 30 °C. Ulkomitat K x L x S 850 x 600 x 600 mm. Sisämitat K x L x S 620 x 510 x 485 mm. Käyttötilavuus 130 l. Paino 44 kg. Jännite ja liitännätäeho 230V/50 Hz, 150 W. Energiankulutus 1,1 kWh / vrk. Äänitaso 40 dB (A). Automaattinen sulatus, lankalauhdutin. Elektroninen lämpötilan säätö.

Mediqn tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
M0037		1 kpl	MC 130 URST	