

Lääke ja näytejääkaappi umpiovellalla 345 litraa



Lääkkeiden ja näytteiden säilytykseen ja varastointiin tarkoitettu umpiovellinen jääkaappi. Voidaan sijoittaa vapaasti tai kaapistoon. Ulkopinta valkoiseksi maalattua terästä, sisäkuori valkoista ABS muovia. Puhallinjäähdytys, elektroninen ohjaus ja digitaalinen lämpötilänäyttö. Lisäksi laitteessa on ovilukko, viisi säädettävää lasihyllyä, säädettävät jalat edessä ja takana pyörät. Lisävarusteina mm. erillinen lukittava narkoosikotelo.

Tekninen tuotekuvaus:

Lämpötila-alue +2...+15 °C. Minimi huonelämpötila + 16 °C, Maksimi toimintalämpötila + 30 °C. Ulkomitat K x L x S 1840 x 595 x 600 mm, sisämitat K x L x S 1552 x 470 x 450 mm. Käyttötilavuus 345 l. Paino 86 kg. Jännite ja liitântäteho 230V/50 Hz, 210 W. Energiankulutus 3,1 kWh / vrk. Äänitaso 45 dB (A). Automaattinen sulatus. Lankalauhdutin. Elektroninen lämpötilan säätö.

Mediqn tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
M0038		1 kpl	MC 345 UV	