

# MedArm kannatinvarsi



Suomalainen Visib Oy on kehittänyt innovatiivisen, kattoasenteisen MedArm® lääkinällisten laitteiden kannatinratkaisun, joka mahdollistaa hoitolaiteiden ja tietokoneiden sekä näyttöjen tuomisen potilaan sängyn viereen. MedArm säästää lattiapinta-alaa ahtaissa hoitopisteissä ja kannatinvarren kantavuus riittää kannattelemaan kymmenien kilojen laitekuormia. Varren saa turvallisesti lukittua ja lukituksen vapautettua yhdellä ranneliikkeellä. MedArmin muotoilussa on huomioitu hoitotilojen erityisvaatimukset. Se ylettyy aivan potilaan viereen, jolloin kontakti potilaaseen säilyy. MedArm on lääkintälaittehyväksytty tuote (MDR 2017/745, Class I).

Mediqn tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi
M0095				